

DATA SHEET

**FRÍO GROTE TAS**

EAN 5039345000180 – Z INDEX 15965007

FRÍO Tas heeft één ruimte aan de binnenzijde, geen onderverdeling



FRÍO houdt insuline veilig – ook voor adrenaline en andere medicatie die een bepaalde tolerantietijd bij kamertemperatuur hebben

Gebruikt alleen water om te activeren

Afmeting binnentas: 19 X 14 cm

Afmeting buitentas 21 X 16 cm

Hier passen 4 standaard pennen OF een pen en combinatie van spullen.

Ook voor bv. 2 EpiPennen

Binnentas is Poly-Cotton

Buitentas is Cambrelle<sup>®</sup>

Deze FRÍO Nylon Binnentas bevelen we aan te gebruiken als u een metalen – of digitale pen in de FRÍO wilt doen – ook voor EpiPennen aan te bevelen

Deze beschermt tegen vocht en is voor alle FRÍO modellen te verkrijgen

W



Blauw 15964981



Rood 15965015



Lila 15965031



Groen 15965058



Burgundy 15965023



Terra Cotta

**FRIO biedt een effectieve, goedkope oplossing aan voor het probleem om insuline op een veilige temperatuur te houden, zonder het gebruik van een koelkast of koelement!**

**Het principe is simpel: De FRIO wordt geactiveerd door onderdompeling in water. De kristallen in de wand zwellen op tot een gel.**

**Nu plaatst u uw insuline uit de koelkast in de FRIO en door een langzaam verdampingsproces wordt de lage temperatuur voor lange tijd aangehouden en blijft uw insuline veilig.**

**De FRIO is een uitstekende oplossing voor het reizen met INSULINE IN GEBRUIK,**

**dwz u moet deze insuline binnen 4 tot 6 weken gebruiken afhankelijk van het type insuline.**

**Dus NIET voor opslag of voorraad insuline: die moet ALTIJD in de koelkast .....**

**Alle modellen hebben 1 ruimte, GEEN onderverdeling aan de binnenzijde !  
veel verschillende modellen in vele kleuren.....**

**-- HOUDT INSULINE DAGENLANG OP VEILIGE TEMPERATUUR --**

**-- HEEFT GEEN KOELEMEMENTEN OF ELEKTRICITEIT NODIG --**

**-- IS KEER OP KEER TE GEBRUIKEN --**