

DATA SHEET

**FRÍO DUBBEL TAS – DE 2018 COLLECTIE**

FRÍO Tas heeft één ruimte aan de binnenzijde, geen onderverdeling



FRÍO houdt insuline veilig – ook voor adrenaline en andere medicatie die een bepaalde tolerantietijd bij kamertemperatuur heeft

Gebruikt alleen water om te activeren

Afmeting binnentas: 18 x 8½ cm

Afmeting buitentas: 19 x 10 cm

Hier passen 2 standaard pennen

Ook voor bv. 1 EpiPen

Binnentas is Poly-Cotton

Buitentas is Cambrelle®

De FRÍO Nylon Binnentas bevelen we aan te gebruiken als u een metalen – of digitale pen in de FRÍO wilt doen – ook voor EpiPennen aan te bevelen

Deze beschermt tegen vocht en is voor alle FRÍO modellen te verkrijgen



Lila met UIL DOLPL



Zwart met Skull DSKBK



Groen met Daisy DDYTL



Rood met HOND DRDDG



Rood met Skull DSKRD



Rosa DPK

**FRIO biedt een effectieve, goedkope oplossing aan voor het probleem om insuline op een veilige temperatuur te houden, zonder het gebruik van een koelkast of koelelementen!**

**Het principe is simpel: De FRIO wordt geactiveerd door onderdompeling in water. De kristallen in de wand zwellen op tot een gel.**

**Nu plaatst u uw insuline uit de koelkast in de FRIO en door een langzaam verdampingsproces wordt de lage temperatuur voor lange tijd aangehouden en blijft uw insuline veilig.**

**De FRIO is een uitstekende oplossing voor het reizen met INSULINE IN GEBRUIK,**

**dwz u moet deze insuline binnen 4 tot 6 weken gebruiken afhankelijk van het type insuline.**

**Dus NIET voor opslag of voorraad insuline: die moet ALTIJD in de koelkast .....**

**Alle modellen hebben 1 ruimte, GEEN onderverdeling aan de binnenzijde !  
veel verschillende modellen in veel kleuren.....**

**-- HOUDT INSULINE DAGENLANG OP VEILIGE TEMPERATUUR --**

**-- HEEFT GEEN KOELEMEMENTEN OF ELEKTRICITEIT NODIG --**

**-- IS KEER OP KEER TE GEBRUIKEN --**