

DATA SHEET

**FRÍO EXPEDITIE Model**

EAN 5039345000210 – Z INDEX 15965120

FRÍO Tas heeft één ruimte aan de binnenzijde, geen onderverdeling



FRÍO houdt insuline veilig – ook voor adrenaline en andere medicatie die een bepaalde tolerantietijd bij kamertemperatuur heeft

Gebruikt alleen water om te activeren

Afmeting binnentas: 16 x 21 cm

Afmeting buitentas: 17 X 22 cm

Hier passen 8 standard pennen OF combi van spullen.

Ook voor bv. 3 EpiPennen

Binnentas is Poly-Cotton

Buitentas is Cambrelle®

De FRÍO Nylon Binnentas bevelen we aan te gebruiken als u een metalen – of digitale pen in de FRÍO wilt doen – ook voor EpiPennen aan te bevelen

Deze beschermt tegen vocht en is voor alle FRÍO modellen te verkrijgen



Blauw

15965104



Lila

15965147



Wijnrood

15965139




Zwart

15965112



Groen

15965155



Terra Cotta

XTA

**FRIO biedt een effectieve, goedkope oplossing aan voor het probleem om insuline op een veilige temperatuur te houden, zonder het gebruik van een koelkast of koelementen!**

**Het principe is simpel: De FRIO wordt geactiveerd door onderdompeling in water. De kristallen in de wand zwellen op tot een gel.**

**Nu plaatst u uw insuline uit de koelkast in de FRIO en door een langzaam verdampingsproces wordt de lage temperatuur voor lange tijd aangehouden en blijft uw insuline veilig.**

**De FRIO is een uitstekende oplossing voor het reizen met INSULINE IN GEBRUIK,**

**dwz u moet deze insuline binnen 4 tot 6 weken gebruiken afhankelijk van het type insuline.**

**Dus NIET voor opslag of voorraad insuline: die moet ALTIJD in de koelkast .....**

**Alle modellen hebben 1 ruimte, GEEN onderverdeling aan de binnenzijde !  
veel verschillende modellen in veel kleuren.....**

**-- HOUDT INSULINE DAGENLANG OP VEILIGE TEMPERATUUR --**

**-- HEEFT GEEN KOELEMEMENTEN OF ELEKTRICITEIT NODIG --**

**-- IS KEER OP KEER TE GEBRUIKEN --**